# TARJETA DE PRUEBA BOWIE & DICK BD 8948X

Control Quimico Clase 2 para procesos de Esterilización para Autoclave de Prevacio

PRODUCTO: TARJETA DE PRUEBA MARCA: TERRAGENE

**DISTRIBUIDOR: IMSUMHOS SAS** 

**AS** 

# **CARACTERISTICAS**

Color inicial: púrpura Color final: verde

Tamaño: 89 mm x 48 mm x 0.33 mm Material: cartón unilaminado de 240

g/m2 Peso: 1.14 g.

La información del ciclo puede ser registrada en el dorso de la tarjeta.

#### NOTA:

Problemas con la evacuación de aire se evidencian como un viraje heterogéneo, es decir, presencia de color púrpura.

Ensayo de Bowie & Dick para evaluar la efectividad de la evacuación de aire en equipos de esterilización por Vapor asistidos por vacío.



# **PRESENTACION**

Caja X 120 Unidades

## **ALMACENAMIENTO**

Almacenar en un lugar fresco a una temperatura entre 15 y 25 °C, máximo 30 ° C antes de su uso, HR 30 - 80 %

Mantener al abrigo de la luz. No mojar.

# **PERIODO DE VIDA UTIL**

5 años

# **LEGISLACION APLICABLE**

ISO 11140-1:2014 e ISO 11140-4:2007

### **HABILITACION**

Diseñado bajo sistemas integrados de calidad: ISO 9001: 2008 ISO 13485: 2012

#### **PELIGROS**

No almacenar el producto cerca de agentes esterilizantes.

No esterilizar por OE, Calor Seco u otro proceso de esterilización diferente al Vapor.

No utilice la Tarjeta de Prueba Bowie & Dick para ciclos de esterilización por Vapor por desplazamiento de gravedad (donde no hay fase de pre-vacío para comprobar) o cualquier otro tipo de proceso de esterilización que no sea Vapor asistido por vacío.

No volver a utilizar el esterilizador hasta que el cambio de color del indicador químico sea el indicado y se presente de manera homogénea en el producto.

## **TOXICIDAD**

No toxico

#### USO

Ciclos de 3.5 min a 134 °C



Bodega: Cra 56 N° 2 -84 Tel: 380 96 63 www.imsumhos.com