


INDICADOR QUÍMICO A VAPOR CLASE 4 IM 29

Control Químico Clase 4 para procesos de Esterilización a vapor



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Indicador químico multiparámetro para uso interno que mide temperatura, tiempo y calidad de vapor.
- ✓ Doble tira troquelada y unilaminada impresa con tinta indicadora. Tamaño 200 x 15 mm.
- ✓ Las líneas del indicador químico virarán de tono con el proceso de esterilización de azul a negro.

PRESENTACIÓN

Caja:

- Caja X 250 unidades
Tirilla Doble
(500 simples)

COMPOSICIÓN

PRECAUCIONES

- No almacenar el producto cerca de agentes esterilizantes. No esterilizar por otro método diferente a vapor. No volver a utilizar el esterilizador hasta que el cambio de color del indicador sea el indicado en el producto.

VIDA ÚTIL:

3 años

CLASIFICACIÓN:

NORMATIVIDAD:

ISO 11140-1:2014 e ISO 11140-4:2007
Diseñado bajo sistemas integrados de calidad: ISO 9001: 2008 ISO 13485: 2012

REGISTRO INVIMA:

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- Almacenar en un lugar fresco a una temperatura entre 15 y 25 °C, máximo 30 °C antes de su uso, HR 30 - 80 %
Mantener al abrigo de la luz.